



## Dermatoscopio HEINE mini3000®

### Dermatoscopio en formato de bolsillo



- Dermatoscopio de bolsillo moderno
- Carcasa principal de metal
- Opción de mango recargable

Moderno dermatoscopio de bolsillo con un diseño compacto y una óptica de calidad. Ampliación de 10 aumentos con óptica enfocable. Cierre giratorio de metal. Combinable solamente con el sistema de mango mini3000. Mango suministrable en color negro o azul.

- **Aumento en un factor de 10x.** Imagen grande y detallada.
- **Cuerpo de base metálico.** Robusto y de larga duración.
- **Tecnología de lámparas XHL Xenón Halógena mejorada que proporciona más luz.** Una luz blanca muy clara y concentrada para una iluminación óptima.
- **Clip de sujeción con interruptor de conexión y desconexión integrado.** Firme sujeción. Desconexión automática al fijarlo al bolsillo. Garantizados 20.000 ciclos interruptores.
- **Carcasa del mango de alta calidad: aleación de cromo /plástico refinado.** A prueba de golpes, robusto, antideslizante.
- **Compendio detallado con atlas fotográfico incluido.** Simplifica el diagnóstico diferencial de lesiones de pigmentadas. Mango y cabezal en 2 piezas.
- **Pilas recambiables tipo AA,** o batería recargable opcional con el aparato de carga miniNT\*.

Dermatoscopio mini 3000	2,5V
con disco de contacto, 10 ml de aceite dermatoscópico y mango a pilas mini3000, con baterías	D-001.78.107
con disco de contacto <b>con marcaje de escala</b> , 10 ml de aceite dermatoscópico y mango a pilas mini3000, con baterías	D-001.78.109
con disco de contacto, con lámpara, sin mango	D-001.78.106
con disco de contacto <b>con marcaje de escala</b> , con lámpara, sin mango	D-001.78.108

Lámpara de recambio XHL Xenón Halógena	X-001.88.109
--	--------------



\*Las informaciones de suministro para poder convertir su instrumento con el aparato de carga miniNT en un instrumento recargable, las encontrarán en la página 142.

## Accesorios

### para el dermatoscopio mini3000



[01]



[02]

Disco de contacto	
Disco de contacto sin marcaje de escala [01]	D-000.78.116
Disco de contacto con marcaje de escala [01]	D-000.78.117
Pequeño disco de contacto 8mm Ø [02] para el reconocimiento de partes de difícil acceso	K-000.34.008



Aceite de dermatoscopio	
(10ml) en cajas de 6 unidades aumenta la transparencia de la piel durante la exploración	K-000.34.005